

www.neuromed.by

ООО «НейроМед»

Оборудование для медицины и спорта
220021 г. Минск, ул. Одесская,
д. 16, помещение 3Н

Т/ф: +375 17 357-28-75

+375 17 357-28-76

+375 17 357-28-77

E-mail: info@neuromed.by

SMARTFLOW

Беспроводная система урофлоуметрии



tic Medizintechnik


research development production

SMARTFLOW

компактный и простой в обращении

SMARTFLOW - это система, которая помогает расшифровать процесс мочеиспускания.





www.neuromed.by

ООО «НейроМед»

Оборудование для медицины и спорта
220021 г. Минск, ул. Одесская,
д. 16, помещение 3Н

Т/ф: +375 17 357-28-75

+375 17 357-28-76

+375 17 357-28-77

E-mail: info@neuromed.by

SMARTFLOW

Беспроводная система урфлоуметрии



tic Medizintechnik

research development production

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество входящих портов:

1 датчик потока

Калибровка и коррекция:

автоматическая коррекция

Диапазон измерения:

0 - 100 мл/сек

Питание:

4x AA щелочных батареи

Разрешение:

< 0.5 мл/сек

Ширина полосы:

Фильтр ПО: 1 - 10 Гц

Аппаратное разрешение:

24 Бита / 1 кГц

Максимальная нагрузка:

1100 г

Особенности:

- Bluetooth® LE
- внутренняя база данных SQL
- подключение к базе данных через HL7, GDT и LAN
- печать данных измерений и анализов

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- Максимальная скорость потока мочи
- Средняя скорость потока мочи
- Время потока
- Объём мочеиспускания
- Продолжительность мочеиспускания.
- Время роста потока
- Ускорение
- Индекс потока
- Номограмма по Siroky, номограмма в соответствии с Ливерпульским протоколом.



Ноутбук для мобильного использования



Настольный ПК в больнице или частной практике



Подключение к ПО кабинета частной практики (GDT) или ПО больницы (H17)